

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nbp@nt-rt.ru | <http://nha-spb.nt-rt.ru>

ЛТН-03 ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостат ЛТН-03 используется для обеспечения рабочего режима стеклянных вискозиметров при определении вязкости нефтепродуктов в области положительных температур по ГОСТ 33 и ГОСТ Р 53708. Вязкость нефтепродуктов относится к числу основных показателей, определяющих качество нефтепродуктов, а определение вязкости является одним из наиболее часто выполняемых анализов при контроле качества топлив и масел.

Аппарат применяется на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах, в лабораториях нефтебаз и терминалов, НИИ и ЦСМ, транспортных предприятий и жилищно-коммунальных хозяйств.

По сравнению с отечественными аналогами термостат для определения вязкости ЛТН-03 обладает следующими преимуществами:

- высокой надежностью и точностью термостатирования;
- уменьшенными габаритами, весом и энергопотреблением;
- сравнительно малым объемом теплоносителя при одновременном термостатировании 4-х вискозиметров;
- удобством в эксплуатации.

Технические характеристики

- Температура термостатирования: 20, 40, 50, 80, 100, 130°C;
- Отклонение температуры: $\pm 0,01^\circ\text{C}$;
- Градиент температуры по всему объему теплоносителя: $\pm 0,01^\circ\text{C}$;
- Количество одновременно устанавливаемых вискозиметров (ВПЖ-2, ВПЖ-4, Кэннон-Фенске и др.): до 4 штук;
- Время установления рабочего режима, не более: 1,5 часа;
- Объем теплоносителя (рекомендуются вода, глицерин и вазелиновое масло): 10 л;
- Контроль рабочей температуры: термометр ртутный для точных измерений по ГОСТ 13646;
- Параметры электропитания: 220В, 50 Гц;
- Потребляемая мощность: 1 кВт;
- Габаритные размеры: баня термостатирующая 320x390x600мм, блок управления 132x184x55мм;
- Масса: баня термостатирующая 16 кг (без теплоносителя), блок управления 0,5 кг;
- Гарантийный срок 18 месяцев

Термостат ЛТН-03 надежен, и удобен в работе.

